



vrvitalis

PODMÍNKY UŽITÍ



vrlife



PODMÍNKY UŽITÍ APLIKACE VR VITALIS OD SPOLEČNOSTI VR LIFE s.r.o.

Aplikace VR VITALIS dále jako „**Aplikace**“.

Brýle pro virtuální realitu dále jako „**VR brýle**“.

Uživatel užívající Aplikaci dále jako „**Uživatel**“.

Společnost VR LIFE s.r.o. dále jako „**Společnost**“.

Zodpovědný pracovník a dozor nad Uživatelem dále jako „**Pracovník**“.

Tyto podmínky jsou určeny zejména pro Pracovníky

Účel užití Aplikace

- ✔ Aplikace slouží k motivaci ke cvičení a aktivaci pohybového aparátu uživatelů, případně k relaxaci a cvičení kognitivních funkcí.
- ✔ Neslouží k léčbě ani k prevenci a nekompenzuje negativní zdravotní stav uživatelů.

Aplikace je určena výhradně pro následující VR Brýle

- ✔ VR brýle: OCULUS QUEST 2 (resp. META QUEST 2)
 - ✔ Jedná se o VR brýle, které nepotřebují připojení k počítači, jsou tedy bezdrátové a pro použití Aplikace bezpečnější.
 - ✔ Pro sdílení obrazu v mobilním telefonu či tabletu je možno použít příslušnou aplikaci.
- ✔ VR brýle vždy používejte podle návodů výrobce či dodavatele. Nastudujete si návod a pokyny k používání. Vždy dbejte bezpečnosti při jeho používání.

Před každým použitím Aplikace

- ✔ Zkontrolujte, zdali není dostupná aktualizace pro Aplikaci, případně nová verze firmwaru pro VR brýle a pokud ano, nainstalujte aktualizaci před použitím Aplikace.
- ✔ Vyberte vhodnou místnost, která má pro použití Aplikace dostatek volného prostoru. Minimálně doporučujeme 2x2 metry. V rámci modulu *Chůze v parku* pro chodící Uživatele doporučujeme alespoň 4x4 m.
- ✔ Daný prostor vymezte dle pokynů výrobce i ve VR brýlích, aby nedocházelo ke kolizi se stěnami či předměty.
- ✔ Vezměte na vědomí, že pokud má Uživatel nasazený VR brýle, NEVIDÍ okolní prostor.
- ✔ V prostoru určeném pro použití Aplikace a vymezeným i ve VR brýlích NESMÍ být žádný nábytek či jiné překážky. Podlaha musí být rovná, ne kluzká.
- ✔ Uživateli nasadte VR brýle dle pokynů výrobce, ujistěte se, že jsou správně umístěné (čočky na středu očí pro ostrost obrazu) a utažené.
- ✔ Pokud se u Aplikace používají ovladače, zajistěte navlečení jisticích šňůrek na ruku.
- ✔ Zkontrolujte VR brýle, zda správně fungují a nejsou poškozené.



- ❖ Uživatele pečlivě poučte, jak Aplikace funguje, jak dlouho ji bude využívat a co dělat, pokud se objeví následující zdravotní potíže:
 - ❖ Pokud se Uživatel necítí dobře, ať okamžitě upozorní přítomného Pracovníka.
 - ❖ Při nevolnosti zavřít oči a případně sundat VR brýle.
 - ❖ Nepohybovat se mimo vymezený prostor, který se ve VR brýlích zobrazuje barevnou „sítí“.
- ❖ Při prvním použití doporučujeme používat Aplikaci pouze 5 minut a postupně čas prodlužovat.

Během používání Aplikace

- ❖ Celou dobu Uživatele sledovat, neopouštět místnost.
- ❖ Dbát na to, aby se nedostal do kolize s předměty či stěnami nebo jinými lidmi.
- ❖ V případě nevolnosti či jiných potíží doporučujeme zavřít oči či sundat VR brýle.
- ❖ Nepoužívat Aplikaci déle než 30 minut v kuse.

Po použití Aplikace

- ❖ Po použití Aplikace doporučujeme Uživateli 15 minut sedět či ležet a pozorovat, zda je v pořádku.
- ❖ Vydesinfikujte a zkontrolujte použité VR brýle.

Závěrečná ustanovení

- ❖ Aplikace není certifikovaná jako zdravotnický prostředek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích.
- ❖ Společnost nenesе žádnou odpovědnost za použití Aplikace v rozporu s těmito podmínkami užití, právními předpisy, návody a případnou další dokumentací.

V dne

.....

Jméno a podpis Pracovníka – potvrzení o seznámení a souhlas s těmito podmínkami