



vrlife



vrvitalis

NÁVOD VR VITALIS

Instalace aplikace pomocí SIDE QUEST



Stáhněte a nainstalujte si na svůj PC webovou aplikaci SideQuest.

<https://sidequestvr.com/setup-howto>

PŘIPOJTE VR BRÝLE K APLIKACI SIDEQUEST

Připojte brýle Oculus Quest 2 k počítači a zapněte je.

Spusťte na PC aplikaci SideQuest.




Kontrolka v SideQuest musí svítit zeleně. Pokud je červená, brýle nejsou správně připojené nebo zapnuté.

STÁHNĚTE SI APK DO VR BRÝLÍ




Pomocí této ikonky vyhledejte
stažené .apk VR VITALIS a
nahrajte jej do VR brýlí

SPUSŤTE SI APLIKACI VE VR BRÝLÍCH



Pomocí spouště ovladače (ukazováčkem na jeho spodní straně) klidněte na „devět teček“

APLIKACE Z NEZNÁMÝCH ZDROJŮ



Opět spouští ovladače klikněte na neznámé zdroje a tam naši aplikaci najdete.

JSME VÁM K DISPOZICI

Máte otázky? Potřebujete pomoc?
Obrátte se na nás.

www.vrvitalis.cz/kontakt

